

Wb 및 Elisa용 Anti-Pcyt1A 폴리클로날 항체 - P49585

품목 번호: CM0023970

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 PCYT1A 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 PCYT1A와 반응합니다. 인지질인포스파티딜콜린 생합성 연구 및 관련 대사 장애에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PCYT1A Rabbit pAb
비고/별칭	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
종	인간
유전자 ID (인간)	5130
유전자 ID	5130
면역원	합성 펩타이드 - 인간 PCYT1A (NP_001299602.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P49585
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩