

Anti-Pcyt2 폴리클로날 항체 For Wb, Elisa - Q99447

품목 번호: CM0015103



소개

PCYT2 토끼 폴리클로날 항체, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 쥐 샘플에서 내인성 PCYT2를 검출합니다. 인지질 에탄올아민 합성, 막 생물학 및 신경퇴행성 질환 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	PCYT2 Rabbit pAb
비고/별칭	ET, SPG82, PCYT2
종	인간
유전자 ID (인간)	5833
유전자 ID	5833
면역원	인간 PCYT2 (NP_002852.1)의 아미노산 1-389에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q99447
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백