


Wb, If-P, Elisa용 항Pd-1/Cd279 다클론 항체 - Q02242

품목 번호: CM0022636



소개

억제성 면역 체크포인트 수용체인 마우스 PD-1/CD279에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 적합합니다. T 세포 내성 및 종양 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PD-1/CD279 토끼 pAb
비고/별칭	PD-1; Pdc1; Ly101; PD-1/CD279
종	마우스
유전자 ID	18566 (마우스)
면역원	마우스 PD-1/CD279 재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q02242
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백