

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Pd-1/Cd279 Rabbit Polyclonal Antibody - Q15116

품목 번호: CM0018677



소개

인간 PD-1/CD279 (SWISS Q15116)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 면역종양학 연구 및 IVD 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PD-1/CD279 Rabbit pAb
비고/별칭	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-1; hSLE1; PD-1/CD279
종 특이성	인간, 마우스, 래트
유전자 ID	5133
면역원	인간 PD-1/CD279 (NP_005009.2)의 아미노산 205-259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15116
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백