

Fc용 항-Pd-L1/Cd274 단클론 항체 - Q9Nzq7

품목 번호: CM0005952



소개

유세포 분석에 검증된 접합 토끼 항-인간 PD-L1/CD274 단클론 항체입니다. 인간과 반응합니다. 면역 체크포인트 연구에서 PD-L1/PD-1 경로를 연구하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 PD-L1/CD274 mAb
비고/별칭	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
종	인간
유전자ID (인간)	29126
유전자ID	29126
면역원	재조합 단백질 인간 PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NZQ7
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백