

Wb, Elisa용 Anti-Pd-L1/Cd274 단일클론항체 - Q9Nzq7

품목 번호: CM0002284



소개

인간 PD-L1/CD274(Q9NZQ7)에 대한 재조합 토끼 단일클론항체로 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 면역 체크포인트 조절, T-세포 조절 및 종양 면역 회피 메커니즘 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PD-L1/CD274 토끼 mAb
비고/별칭	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
종	인간
GeneID (인간)	29126
GeneID	29126
면역원	인간 PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NZQ7
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백