

Anti-Pd-L1/Cd274 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa, Inhibition - Q9Nzq7

품목 번호: CM0011158



소개

재조합 단백질로 면역한 PD-L1/CD274 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA 및 억제 분석에 사용됩니다. 인간 PD-L1에 특이적이며, 면역 체크포인트 연구 및 암 면역요법 연구를 위해 검증되었습니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PD-L1/CD274 Rabbit mAb
비고/별칭	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	29126
유전자 ID	29126
면역원(Immunogen)	인간 PD-L1/CD274 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA, Inhibition
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9NZQ7
단백질 분자량	33kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)