

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pd-L1/Cd274 토끼 다클론 항체 - Q9Nzq7

품목 번호: CM0022915



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-PD-L1/CD274 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 PD-L1을 검출하며, 암 면역요법 및 면역 관용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PD-L1/CD274 토끼 pAb
비고/별칭	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
종	인간
GeneID (인간)	29126
GeneID	29126
면역원	합성 펩타이드 인간 PD-L1/CD274(NP_054862.1)의 아미노산 190-290 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NZQ7
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스팩