

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pd-L1/Cd274 토끼 다클로날 항체 - Q9Nzq7

품목 번호: CM0017539



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-PD-L1/CD274 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 진단 및 연구 환경에서 면역 체크포인트 및 종양 면역학 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PD-L1/CD274 Rabbit pAb
비고/별칭	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
종(Species)	Human
GeneID (인간)	29126
GeneID	29126
면역원(Immunogen)	인간 PD-L1/CD274 (NP_054862.1)의 아미노산 19-238 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
Human, Mouse, Rat	
SWISS	Q9NZQ7
단백질 분자량	33kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)