

Anti-Pdc 토끼 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P20941

품목 번호: CM0025072

소개

포스듀신(28 kDa)을 WB, IHC-P, ELISA에서 검출하기 위한 Anti-PDC 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 시각 광전환 및 광수용체 대사 연구에 유효성이 확인되었습니다. 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDC 토끼 pAb
비고/별칭	PHD; MEKA; PhLP; PhLOP; PDC
종	인간
유전자 ID (인간)	5132
유전자 ID	5132
면역원	제조합 단백질 인간 PDC (NP_002588.3)의 아미노산 1-246에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20941
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백