


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pdcd10 폴리클로날 항체 - Q9Bul8

품목 번호: CM0019634



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 인간 PDCD10 (CCM3/TFAR15)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. STRIPAK 복합체의 일부로, 세포자멸사, 혈관신생 및 세포 이동에 관여합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDCD10 Rabbit pAb
비고/별칭	CCM3, TFAR15, PDCD10
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	11235
GeneID	11235
면역원(Immunogen)	인간 PDCD10 (NP_009148.2)의 아미노산 1-212에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q9BUL8
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스백