


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Pdcd4 토끼 단클론 항체 - Q53El6

품목 번호: CM0009443



소개

WB, IHC-P, ELISA 응용분야용 PDCD4 토끼 mAb. 번역 억제제이자 종양 억제인자인 인간, 마우스, 래트 PDCD4(52 kDa)를 인식합니다. 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDCD4 토끼 mAb
비고/별칭	H731; PDCD4
종	인간
GeneID (인간)	27250
GeneID	27250
면역원	합성 펩티드 - 인간 PDCD4 (Q53EL6)의 아미노산 370-469 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q53EL6
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩