


Anti-Pdcd4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q53El6

품목 번호: CM0021069



소개

인간 PDCD4에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 PDCD4를 검출합니다. 아포토시스, 번역 조절 및 종양 억제 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDCD4 Rabbit pAb
비고/별칭	H731; PDCD4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	27250
항원(Immunogen)	인간 PDCD4 (NP_055271.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q53EL6
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)