


Anti-Pdcd4 토끼 다클론 항체 (Ko 검증 완료) Wb, Ihc-P, Elisa용 - Q53EL6

품목 번호: CM0025121



소개

KO 검증 완료된 PDCD4 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, ELISA에서 인간/쥐 PDCD4(SWISS Q53EL6, 52kDa)를 검출합니다. 번역 및 종양성 형질전환을 억제하는 종양 억제인자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] PDCD4 토끼 pAb
비고/별칭	H731; D4
종	인간
유전자 ID (인간)	27250
유전자 ID	27250
면역원	인간 PDCD4(NP_055271.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q53EL6
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스팩