


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pdcd5 폴리클로날 항체 - O14737

품목 번호: CM0024919



소개

인간 PDCD5 (TFAR19)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 광범위한 종 반응성(인간, 마우스, 랫트)을 제공합니다. 세포자멸사(apoptosis) 및 DNA 손상 반응 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDCD5 Rabbit pAb
비고/별칭	TFAR19; PDCD5
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9141
GeneID	9141
면역원(Immunogen)	인간 PDCD5 (NP_004699.1)의 아미노산 1-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O14737
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)