

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pdcd7 Rabbit Monoclonal Antibody - Q8N8D1

품목 번호: CM0003913



소개

인간 PDCD7을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 래트 샘플에서 PDCD7 검출. 세포자사 연구에 사용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDCD7 Rabbit mAb
비고/별칭	59K, ES18, HES18, PDCD7
종	인간
유전자 ID (인간)	10081
유전자 ID	10081
면역원	인간 PDCD7 (Q8N8D1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N8D1
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백