

Wb, Elisa용 항 Pde10A 토끼 단일클론 항체 - Q9Y233

품목 번호: CM0004398



소개

인체 PDE10A를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA 검증 완료. 마우스 및 쥐와 교차 반응함. PDE10A는 cAMP/cGMP 신호 전달을 조절하며 선조체에서 높게 발현됨. 신경과학 및 신호 전달 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDE10A 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	ADSD2; IOLOD; HSPDE10A; PDE10A19; LINC00473; PDE10A
종	인체(Human)
유전자 ID	10846
면역원	인체 PDE10A(NP_006652.1)의 아미노산 439-779 서열에 해당하는 재조합 용합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	Q9Y233
단백질 무게	88kDa
배송	아이스팩