


Anti-Pde12 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q6L8Q7

품목 번호: CM0020454



소개

인간 PDE12(2',5'-포스포디에스테라제 12)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로 WB, IF/ICC, ELISA에 사용 가능합니다. 마우스 및 래트와 반응합니다. 항바이러스 2-5A 시스템 조절 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	PDE12 Rabbit pAb
비고/별칭	2-PDE; 2'-PDE; PDE12
종	인간
유전자 ID (인간)	201626
유전자 ID	201626
면역원	인간 PDE12 (NP_001309106.1)의 아미노산 17-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q6L8Q7
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백