

Wb 및 Elisa용 항-Pde1A 다클론 항체 - P54750

품목 번호: CM0013188

소개

PDE1A 토끼 pAb는 인간, 마우스 및 랫드에서 WB 및 ELISA용으로 검증된 다클론 항체입니다. 칼슘/칼모둘린 의존성 포스포디에스테라제 1A를 표적으로 하며, 이는 고리형 뉴클레오타이드 신호 전달의 주요 조절자입니다. 심혈관 및 신경학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	PDE1A 토끼 pAb
비고/별칭	HCAM1; HCAM-1; HSPDE1A; CAM-PDE 1A; CAM-PDE-1A; PDE1A
종	인간
GeneID (인간)	5136
GeneID	5136
면역원	인간 PDE1A(NP_005010.2)의 아미노산 446-545에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P54750
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩