


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pde1B 토끼 다클론 항체 - Q01064

품목 번호: CM0022371



소개

인간 PDE1B를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 PDE1B를 검출하므로 cAMP/cGMP 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDE1B 토끼 pAb
비고/별칭	PDE1B1; PDES1B; HEL-S-79p; PDE1B
종	인간
GeneID (인간)	5153
GeneID	5153
면역원	인간 PDE1B(NP_000915.1)의 아미노산 190-536에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q01064
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩