


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pde3A 폴리클로날 항체 - Q14432

품목 번호: CM0023920



소개

PDE3A를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 세포사멸 및 cAMP/cGMP 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDE3A Rabbit pAb
비고/별칭	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A; PDE3A
종	인간
GeneID (Human)	5139
면역원	인간 PDE3A (NP_000912.3)의 아미노산 380-660에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14432
단백질 분자량	125kDa
배송	아이스백