

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Pde3A 토끼 다클로날 항체 - Q9Z0X4

품목 번호: CM0029654

소개

마우스 PDE3A에 대한 토끼 다클로날 항체로, 재조합 단편(aa 550-700)을 이용하여 제작되었습니다. WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 순환 뉴클레오타이드 신호 전달 및 세포자멸사(apoptosis)에 관여하는 cGMP 억제성 cAMP 포스포다이에스테라제인 마우스 PDE3A에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDE3A Rabbit pAb
비고/별칭	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	5139
GeneID	54611
면역원(Immunogen)	마우스 PDE3A (NP_061249.1)의 아미노산 550-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q9Z0X4
단백질 분자량	125 kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)