


## Wb, Elisa용 Anti-Pde3B 토끼 다클로날 항체 - Q13370

품목 번호: CM0025800



### 소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 정제된 토끼 anti-PDE3B 담다클로날 항체입니다. 혈관생성 및 심장 기능에 관여하는 이중 특이성 포스포디에스테라제인 인간 및 마우스 PDE3B를 검출합니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PDE3B Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | HcGIP1; cGIPDE1; PDE3B                                         |
| 종           | Human                                                          |
| 유전자 ID (인간) | 5140                                                           |
| 유전자 ID      | 5140                                                           |
| 면역원         | 인간 PDE3B (NP_000913.2)의 아미노산 400-660에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | Rabbit                                                         |
| 카테고리        | Polyclonal Antibodies                                          |
| 응용          | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성      | Human, Mouse                                                   |
| SWISS       | Q13370                                                         |
| 단백질 분자량     | 124kDa                                                         |
| 배송          | Ice bag                                                        |