

Wb, Elisa용 Anti-Pde4B 폴리클로날 항체 - Q07343

품목 번호: CM0021243



소개

인간 PDE4B(DPDE4, PDEIVB)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. cAMP 신호 전달 연구 및 약물 개발 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDE4B Rabbit pAb
비고/별칭	DPDE4, PDEIVB, PDE4B
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5142
면역원(Immunogen)	인간 PDE4B (NP_002591.2)의 아미노산 636-736에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q07343
단백질 분자량	83kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)