

If/Icc, Elisa용 Anti-Pde4C 폴리클로날 항체 - Q08493

품목 번호: CM0017898



소개

인간 PDE4C(cAMP 특이적 포스포디에스테라제 4C)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 쥐 샘플의 cAMP 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	PDE4C Rabbit pAb
비고/별칭	DPDE1, PDE21, PDE4C
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5143
유전자 ID	5143
면역원(Immunogen)	인간 PDE4C (NP_000914.2)의 아미노산 638-712에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q08493
단백질 분자량	80kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)