

Wb, Elisa용 Anti-Pde4D 폴리클로널 항체 - Q08499

품목 번호: CM0018722



소개

인간 PDE4D(cAMP 특이적 포스포디에스테라제)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. cAMP 신호 전달 및 관련 연구 응용 분야를 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDE4D Rabbit pAb
비고/별칭	DPDE3; PDE43; STRK1; ACRDYS2; HSPDE4D; PDE4DN2; PDE4D
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5144
GeneID	5144
면역원(Immunogen)	인간 PDE4D (NP_001184152.1)의 아미노산 249-518에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q08499
단백질 분자량	91kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)