

Wb, Elisa용 항-Pde4Dip 다클론 항체 - Q5Vu43

품목 번호: CM0028988

소개

인간 PDE4DIP(미오메갈린)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 미세소관 역학, 심장 근육 생물학 및 중심체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDE4DIP 토끼 pAb
비고/별칭	MMGL; CMYA2; PDE4DIP
종	인간
유전자 ID (인간)	9659
유전자 ID	9659
면역원	인간 PDE4DIP (NP_071754.3)의 아미노산 1-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q5VU43
단백질 분자량	265kDa
배송	아이스백