

Wb, Elisa용 항-Pde5A 토끼 다클론 항체 - O76074

품목 번호: CM0028106



소개

PDE5A(cGMP 특이 포스포디에스테라아제)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. cGMP 신호전달 및 산화질소 경로 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDE5A 토끼 pAb
비고/별칭	CN5A; PDE5; CGB-PDE; PDE5A
종	인간
유전자ID (인간)	8654
유전자ID	8654
면역원	인간 PDE5A(NP_001074.2)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O76074
단백질 분자량	100kDa
배송 방식	아이스 팩