

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Pde6B 토끼 다클로날 항체 - P35913

품목 번호: CM0027841

소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA용으로
검증된 고품질의 anti-PDE6B 토끼 다클로날
항체입니다. 광전달(phototransduction)의 주요
효소인 인간, 마우스, 랫트 PDE6B와 반응합니다. 시각
연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDE6B Rabbit pAb
비고/별칭	rd1; PDEB; RP40; CSNB3; CSNBAD2; GMP-PDEbeta; PDE6B
종(Species)	Human
GeneID (Human)	5158
GeneID	5158
항원(Immunogen)	인간 PDE6B (NP_001138763.1)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P35913
단백질 분자량	98kDa
배송(Shipping)	Ice bag