

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pde6D 폴리클로날 항체 - O43924

품목 번호: CM0016962



소개

CamelBio의 PDE6D 폴리클로날 항체(토끼 pAb)는 인간, 마우스, 쥐를 대상으로 WB, IF/ICC, ELISA 검증을 마쳤습니다. 프레닐화 단백질 수송 및 섬모 표적화 연구와 진단에 이상적입니다. 원스톱 체외진단(IVD) 원료 소싱을 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDE6D Rabbit pAb
비고/별칭	PDED; JBTS22; PDE6D
종	인간
유전자 ID (인간)	5147
유전자 ID	5147
면역원	재조합 단백질 인간 PDE6D의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002592.1).
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O43924
단백질 무게	17kDa
배송	아이스팩