

Wb, Elisa용 Anti-Pde7A 다클론 항체 - Q13946

품목 번호: CM0016459



소개

사람, 마우스 및 랫드 샘플에서 WB 및 ELISA 응용에 대해 검증된 고친화성 cAMP 특이적 포스포디에스테라제 7A 토끼 다클론 항체입니다. cAMP 신호전달 및 근육 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDE7A 토끼 pAb
비고/별칭	HCPI1; PDE7; PDE7A
종	사람
유전자 ID (사람)	5150
유전자 ID	5150
면역원	사람 PDE7A(NP_002594.1)의 345-456번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q13946
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백