


Wb 및 Elisa용 Anti-Pdf 토끼 다클론 항체 - Q9Hbh1

품목 번호: CM0018048



소개

사람, 마우스, 랫드에서 WB 및 ELISA 검증이 완료된 Anti-PDF 토끼 다클론 항체입니다. 단백질 생합성 연구 및 IVD 개발을 위해 미토콘드리아 펩타이드 변형효소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDF 토끼 pAb
비고/별칭	PDF
종	사람
GeneID	64146
면역원	사람 PDF의 아미노산 40-243을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_071736.1)
동물 종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9HBH1
단백질 분자량	27 kDa
배송	아이스팩