

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pdgfb 폴리클론항체 - P01127

품목 번호: CM0016764



소개

인간 PDGFB(혈소판 유래 성장 인자 서브유닛 B)를 표적하는 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 쥐와 교차반응; 27 kDa 밴드를 검출. 세포 증식, 혈관생성 및 발생생물학 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PDGFB Rabbit pAb
비고/별칭	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
종	인간
유전자 ID (인간)	5155
유전자 ID	5155
면역원	인간 PDGFB (NP_002599.1)의 아미노산 140-241 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P01127
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백