


Wb, Ihc-P, If-P, Elisa용 항-Pdgfb 토끼 단일클론 항체 - P01127

품목 번호: CM0007606



소개

인간 PDGFB(P01127)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 합성 펩타이드 면역원으로 검증되었습니다. 세포 증식 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDGFB 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
종	인간
GeneID	5155
면역원	인간 PDGFB(NP_002599.1)의 아미노산 142-241에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P01127
단백질 분자량	27 kDa
배송	아이스팩