

Wb, Elisa용 Anti-Pdgfc 폴리클로날 항체 - Q9Nra1

품목 번호: CM0018205

소개

인간 PDGFC에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 배아 발달, 혈관신생 및 상처 치유에 관여하는 성장인자인 인간, 마우스 및 랫트 PDGFC를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDGFC Rabbit pAb
비고/별칭	SCDGF; FALLOTEIN; PDGFC
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	56034
유전자 ID	56034
면역원(Immunogen)	인간 PDGFC (NP_057289.1)의 아미노산 166-345에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9NRA1
단백질 분자량	39kDa
배송(Shipping)	아이스백