

Wb 및 Elisa용 Anti-Pdgfd 토끼 다클론 항체 - Q9Gzp0

품목 번호: CM0019720

소개

인간 PDGFD(IEGF, SCDGF-B)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와의 교차 반응성이 있습니다. 세포 증식, 혈관신생, 상처 치유 및 종양 발생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDGFD Rabbit pAb
비고/별칭	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
종	인간
유전자 ID (인간)	80310
유전자 ID	80310
면역원	인간 PDGFD(NP_079484.1)의 아미노산 19-307 범위에 해당하는 서열의 재조합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9GZP0
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩