

Anti-Pdgfd Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Gzp0

품목 번호: CM0025084

소개

Anti-PDGFD 토끼 폴리클론 항체는 인간 및 마우스 반응성을 갖춘 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 증식, 이동 및 혈관 신생에 관여하는 혈소판 유래 성장 인자 D를 표적으로 합니다. 암 및 발생 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDGFD Rabbit pAb
비고/별칭	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
종	인간
유전자 ID	80310
면역원	인간 PDGFD (NP_079484.1)의 아미노산 250-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9GZP0
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백