

Anti-Pdgfd Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Gzp0

품목 번호: CM0013058

소개

PDGFD Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 PDGFD와 반응합니다. 세포 증식, 발달 및 상처 치유 연구에 이상적입니다. Q9GZP0.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDGFD Rabbit pAb
비고/별칭	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
종	인간
GeneID (인간)	80310
GeneID	80310
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9GZP0
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백