

웨스턴 블롯(Wb), 면역조직화학(Ihc-P), 면역형광/면역세포화학(If/Icc), 면역침강(Ip), Elisa용 항-Pdgfra 단일클론 항체 - P16234

품목 번호: CM0010439



소개

웨스턴 블롯(WB), 면역조직화학(IHC-P),
면역형광/면역세포화학(IF/ICC), 면역침강(IP),
ELISA에 검증된 토끼 단일클론 PDGFRα 항체. 인간,
마우스, 랫트 PDGFRα (CD140A) 인식. 재조합 면역원
(아미노산 24-528). 암 및 발생 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDGFRα Rabbit mAb
비고/별칭	CD140A, PDGFR2, PDGFR-2
종	인간
GeneID (인간)	5156
GeneID	5156
면역원	재조합 단백질 (인간 PDGFRα의 24-528aa)
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P16234
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스백