

유세포측정용 항Pdgfra/Cd140A 토끼 단일클론 항체 () - P16234

품목 번호: CM0009595



소개

인간 및 마우스 PDGFR α /CD140a를 표적으로 하는 가 결합된 재조합 토끼 단일클론 항체입니다.

유세포측정에서 검증되었으며 수용체 티로신 키나아제 신호 전달 및 발생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간/항마우스 PDGFR α /CD140a mAb
비고/별칭	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
종	인간
유전자ID	5156
면역원	인간 PDGFR α (NP_006197.1)의 아미노산 24-524에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P16234
단백질 분자량	24kDa/82kDa/123kDa
배송 방식	아이스 팩