

Anti-Pdgfra/Pdgfr Alpha Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16234

품목 번호: CM0019715



소개

인간 PDGFR alpha (CD140a)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차반응. 수용체 티로신 키나제 신호전달, 암, 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDGFR alpha Rabbit pAb
비고/별칭	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; PDGFR alpha
종	인간
GeneID (인간)	5156
GeneID	5156
면역원	재조합 단백질, 인간 PDGFR alpha (NP_006197.1)의 아미노산 896-1059에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16234
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스백