

Wb용 항-Pdgfrb 다클론 항체 - P09619

품목 번호: CM0017703



소개

Western blot, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 PDGFRB(P09619) 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 생쥐 및 랫드와 교차 반응합니다. IVD 연구 및 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDGFRB 토끼 pAb
비고/별칭	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB
종	인간
GeneID (인간)	5159
Gene ID	5159
면역원	인간 PDGFRB(NP_002600.1)의 아미노산 900-1000에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	P09619
단백질 분자량	124 kDa
배송	아이스팩