


## Anti-Pdgfrb 토끼 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P09619

품목 번호: CM0002852



### 소개

인간 PDGFRB(CD140B)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. PDGFRB에 대한 높은 특이성을 가지며 인간과 마우스에 교차 반응합니다. PDGF 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | PDGFRB 토끼 mAb                                                           |
| 비고/별칭      | IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB |
| 종          | 인간                                                                      |
| 유전자ID (인간) | 5159                                                                    |
| 유전자ID      | 5159                                                                    |
| 면역원        | 합성 펩타이드: 인간 PDGFRB(P09619)의 아미노산 1000-1106번 서열 내에 해당하는 합성 펩타이드입니다.      |
| 유래         | 토끼                                                                      |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                                  |
| 적용 분야      | WB, IF/ICC, ELISA                                                       |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스                                                                 |
| SWISS      | P09619                                                                  |
| 단백질 분자량    | 124kDa                                                                  |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                                   |