


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Pdgfrb Rabbit Polyclonal Antibody - P09619

품목 번호: CM0020656



소개

인간 PDGFRB(혈소판 유래 성장 인자 수용체 베타)에 대한 토끼 폴리클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 혈관신생, 세포 증식, 수용체 티로신 키나제 신호 전달 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDGFRB Rabbit pAb
비고/별칭	IMF1, KOGS, IBGC4, JTK12, PDGFR, PENTT, CD140B, PDGFR1, PDGFR-1, PDGFRB
종	인간
유전자 ID (인간)	5159
유전자 ID	5159
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09619
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스백