

Anti-Pdgfrl 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q15198

품목 번호: CM0027660

소개

PDGFRL (PDGRL/PRLTS) 토끼 다클론 항체는 종양 억제인자인 혈소판 유래 성장인자 수용체 유사 단백질(human 및 mouse)을 검출합니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 분자량은 42 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDGFRL Rabbit pAb
비고/별칭	PDGRL; PRLTS; PDGFRL
종	인간
GeneID (인간)	5157
GeneID	5157
면역원	인간 PDGFRL (NP_006198.1)의 아미노산 15-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15198
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스팩