

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pdha1 단클론 항체 - P08559

품목 번호: CM0003875



소개

웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 고품질 항-PDHA1 토끼 단클론 항체입니다. 해당 항체는 해당화과정과 TCA 회로를 연결하는 핵심 미토콘드리아 효소인 인간, 생쥐 및 쥐 PDHA1에 특이적이며, 대사 연구 및 질병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PDHA1 토끼 mAb
비고/별칭	PDHA; PDHAD; PHE1A; Elalpha; PDHCE1A; PDHA1
종	인간
유전자ID (인간)	5160
유전자ID	5160
면역원	합성 펩타이드: 인간 PDHA1(P08559)의 아미노산 50-150번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P08559
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스팩