

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 항Pdha1 토끼 다클론 항체 - P08559

품목 번호: CM0018799



소개

인간 PDHA1을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 피루브산 탈수소효소 복합체 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDHA1 토끼 pAb
비고/별칭	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
종	인간
유전자ID (인간)	5160
유전자ID	5160
면역원	인간 PDHA1 (NP_000275.1)의 아미노산 30-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P08559
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩