

Wb, If/Icc 및 Elisa용 항-Pdha2 토끼 다클론 항체 - P35487

품목 번호: CM0016013

소개

PDHA2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 고환에서 43 kDa 미토콘드리아 단백질을 검출하며 피루브산 탈수소효소 복합체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDHA2 토끼 pAb
비고/별칭	Pdhal; PDHA2
종	마우스
유전자 ID (사람)	5161
유전자 ID (마우스)	18598
면역원	마우스 PDHA2 (NP_032837.1)의 아미노산 230-391에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P35487
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스 팩