

Wb 및 Elisa용 항-Pdhb 토끼 다클론 항체 - P11177

품목 번호: CM0026079



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 PDHB 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트 PDHB를 검출합니다. 피루브산 탈수소효소 복합체, 포도당 대사, 미토콘드리아 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDHB 토끼 pAb
비고/별칭	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
종	인간
유전자 ID (인간)	5162
유전자 ID	5162
면역원	인간 PDHB (NP_000916.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11177
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스 팩