

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Pdia2 다클론 항체 - Q13087

품목 번호: CM0015289

소개

인간 PDIA2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 타겟을 검출합니다. 소포체 샤페론 및 에스트로젠 결합 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PDIA2 토끼 pAb
비고/별칭	PDI; PDA2; PDIP; PDIR; PDIA2
종	인간
GeneID (인간)	64714
GeneID	64714
면역원	인간 PDIA2 (NP_006840.2)의 아미노산 326-525에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13087
단백질 분자량	58kDa
배송 방식	아이스백